

XXL-Rehab Gulv forhøjer

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

Senge er ofte for høje til at bariatriske brugere kan nå gulvet og dermed bliver det kompliceret at komme ind og ud af sengen. XXL-Rehab Gulv forhøjer placeres ved siden af sengen så det er nemmere for bariatriske brugere at nå gulvet og dermed lette tilgangen til og fra sengen. Gulv forhøjeren er beregnet til bariatriske brugere, der vejer op til 325 kg.

XXL-Rehab Gulv forhøjer kan indstilles i 3 højder: 15, 17,5 og 20 cm.

XXL-Rehab Gulv forhøjer kan med fordel anvendes i hjemmet og på sygehuse.



XXL REHAB
MAX 325 KG

Kan med fordel anvendes til...
Bariatriske brugere.

• Kan indstilles i 3 højder:
15, 17,5 og 20 cm

XXL-REHAB GULV FORHØJER

Brugervægt max.	325 kg
Bredde	80 cm
Længde	100 cm
Højde justering	15 / 17,5 / 20 cm
Vægt	18 kg
Varenr	2320-010-000
HMI nr	-