

XXL-Rehab Barton transferstol

Til forflytning af bariatriske brugere op til 450 kg

Forflytning af svært overvægtige er en udfordring, ikke bare for plejepersonalet men også for den bariatriske bruger, der ofte ikke har den nødvendige muskelkraft til at kunne forflytte sig selv. Barton transferstol er specielt udviklet til at forflytte og bringe brugeren fra liggende til siddende stilling på en behagelig og lempelig måde, som skåner både bruger og plejepersonalet.

Funktion

Barton transferstol kan trinløst reguleres fra oprejt til liggende bårstilling. Ved hjælp af transferbarren, der påsættes stolen i udstrakt stilling, kan brugeren forflyttes horisontalt fra sengen og over på den udstrakte stol. Transferbarren fjernes og derefter rejses stolen op ved et enkelt håndgreb, som kan indstilles i hvilken som helst stilling, som brugeren er i stand til at sidde i. Stolen kan herefter manøvreres omkring.

Polstring

Barton transferstol er monteret med svejste, sømløse puder med en trykaflastende polstring, der gør brugeren i stand til at opholde sig i stolen i længere tid, hvilket medvirker til at nedsætte risikoen for tryksår.

Justeringsmuligheder

Barton transferstol har multijusterbar hovedstøtte, justerbare armlæn og benstøtte, tilt- og Trendelenburg funktion samt justerbar sæde/liggehøjde. Barton transferstol til 450 kg brugervægt leveres med el-funktioner.

XXLREHAB

MAX 450 KG



Justerbar nakkestøtte, fodhviler og armlæn

- Tryk og sikker forflytning uden løft
- Muliggør transport mellem afdelinger
- Fungerer også som hvilestol
- Brugervægt op til 450 kg
- Hjul med centrallås og retningsstyr for nem mobilitet
- God trykaflastende polstring
- Multijusterbar
- Tilt-in-Space funktion
- Trendelenburg funktion
- Forflytning fra seng til Barton med transfer system
- Stor model med el-funktioner




Kan med fordel anvendes til...

Bariatriske brugere op til 450 kg.

BARIATRI
SMERTE

SPECIFIKATIONER



XXL-REHAB BARTON TRANSFERSTOL

Brugervægt max.	180 / 315 / 450 kg
Liggehøjde	69-79 cm
Liggelængde	187-213 cm
Bredde	74 / 88 / 99 cm
Højde fuldt oprejst max.	154 cm
Længde fuldt oprejst med fodstøtte nede	120 cm
Tilt	0-17°
Ryginkel justerbar	0-70°
Vægt	87 / 94 / 140 kg
Hovedstøtte højdejusterbar	12 cm
Fodstøtte højdejusterbar	12 cm
Stel	Stål/aluminium
Hjul	Ø 6"
Betræk	Polyuretanbelagt stof med uretan skum
ISO - kvalifikation	ISO 12 36 09 - 01

Barton med transerbarre



BESTILLING

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Brugervægt max. kg	Varenummer	HMI
Barton transferstol	58	53	180	0129-003-000	70809
Barton transferstol	68	61	315	0129-001-000	42138
Barton transferstol med el-funktion	78	66	450	0129-002-000	70813
Tilbehør					
Transferkit med glidelagen				0129-999-010	