

## TEK Robotic Mobilization Device

TEK RMD er et hjælpemiddel, der skal give brugeren bevægelsesfrihed og uafhængighed i en række daglige aktiviteter. Samtidig skal TEK RMD på en enkel måde give brugeren mulighed for at komme op at stå med henblik på sundhedsfremme i forhold til kredsløb, muskler og skelet.

Hjælpe midlet sikrer brugeren optimal stabilitet og balance selv i stående stilling, hvor brugeren er støttet i ryggen, samtidig med at brugerens hænder er fri. Det er meget nemt og hurtigt for brugeren at komme op at stå og ned at sidde med TEK RMD.



Hjælpe midlets suspensionssystem afbalancerer vægten af brugeren, således at det blot kræver et let træk at komme op at stå.

TEK RMD giver med hjælpe midlets egenskaber og effekter brugeren en mulighed for at opnå sammenhæng i hverdagen og forbedret livskvalitet, og brugeren vil med TEK RMD hurtigere kunne genoptage sine hverdagsaktiviteter i en sundere krop.

Med TEK RMD bliver det lettere for brugeren at komme ud af sengen og at flytte sig generelt.

Den stående position gør det muligt for brugeren at nå overalt med frie hænder og udføre mange daglige aktiviteter som madlavning, opvask med

mere. TEK RMD gør det ligeledes muligt for brugeren at komme i øjenhøjde med andre mennesker.

**FAKTA:**

- Målgruppe: Paraplegikere
- Dimensioner: 40 cm x 85 cm
- Brugervægt: 40 - 120 kg
- Brugerhøjde: 1,40 - 1,90 m
- Max. hastighed: 4,5 mk/t
- Vægt af TEK RMD: 118 kg
- Forcerer forhindringer op til 2 cm
- Frihøjde: 5 cm
- Max. hældning: 3 grader
- Kørestrækning, fuldt opladet: 15 km
- Ladetid med fladt batteri: 4,5 time
- Inkl. fjernbetjening, så man kan kalde den til sig eller parkere den, når man er færdig med at bruge den.

**Se mere på [www.gmcare.dk](http://www.gmcare.dk)**

Kontakt os på telefon **51 15 01 10** eller  
på mail **info@gmcare.dk**

Du er også velkommen

til at komme forbi og prøve den i vores showroom på

**Bjergbygade 39 A  
4200 Slagelse**