

Lejringspuder 1



Universalpude

Tempur-MED Universalpuden har mange anvendelsesmulighedertil lejrings brug. Ideel til anvendelse under nakke, thorax, arme, knæ og fødder.

Størrelser:	Varenummer:	HMI:
25x20x10 cm (svejst)	125000	
40x16x8 cm (svejst)	125201	
50x20x10 cm (svejst)	125538	
35x20x10 cm	125023	21054
40x16x8 cm	125200	
50x20x10 cm	125518	21055



Pøller

Tempur-MED Pøller er velegnet til lejringsbrug. Puden er bl.a. velegnet til brug under knæ, fødder, nakke og bryst.

Størrelser:	Varenummer	HMI:
Ø15x40 cm (svejst)	125111	
Ø10x40 cm (svejst)	125101	



Sidestøtte

Tempur-MED støtte til sideleje består af 2 forskellige typer materiale, som gør puden tung og dermed i stand til at stabilisere brugeren i sideleje.

Størrelser:	Varenummer	HMI:
45x15x10 cm (svejst)	124711	
35x15x10 cm (svejst)	124701	

